

## 1. Picasso Viewer (Ez3D Plus)

### Рекомендуемые системные требования:

Windows XP(SP3) или Windows 7 x86/x64 (не младше Home Basic)

Процессор: Pentium-G серии 3xxx или AMD A-6 или более старые модели

Оперативная память (ОЗУ): DDR3 4 Gb (dual channel) и выше

Разрешение экрана: 1280 x 1024 x 32 bpp

Свободного места на жестком диске: 2 Гб

### Минимальные системные требования:

Microsoft Windows XP(SP3)

Процессор: Celeron G-series or AMD A-4

Оперативная память: DDR2/3 3Гб

Разрешение экрана: 1024 x 768 x 32 bpp

Свободного места на жестком диске: 2 Гб

## 2. Picasso Viewer (Ez3D - i)

### Рекомендуемые системные требования:

Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bit)

Процессор: Intel Core i5 (7th пок.) или выше

Оперативная память (ОЗУ): 8 Гб

Жесткий диск: Не менее 5Гб свободного пространства

Видеокарта: Nvidia GTX 1050M 2Гб (дискретный графический адаптер) и выше

Разрешение монитора: 1920 x 1080 (Full HD) или выше

## 2. Romexis Viewer

### Максимальные системные требования:

Windows (x64) 7/8/8.1/10, Apple OS X (10.9, 10.10, 10.11)

Процессор: Intel Core i7 or AMD-FX and better

Видеокарта: External graphics card NVIDIA or AMD, memory size better 2 Gb

Оперативная память (ОЗУ): 16 Gb or better

Разрешение экрана: 4K

### Рекомендуемые системные требования:

Windows (x64) 7/8/8.1/10, Apple OS X (10.9, 10.10, 10.11)

Процессор: Intel Core i5 or AMD-A10 and better

Видеокарта: External graphics card NVIDIA or AMD, memory size 2 Gb

Оперативная память (ОЗУ): 16 Gb

Разрешение экрана: 1920 x 1080 (Full HD)

### Минимальные системные требования:

Windows (x64) 7/8/8.1/10, Apple OS X (10.9, 10.10, 10.11)

Процессор: Intel Core i3 or AMD-A8 and better

Видеокарта: With support 3D-graphic, memory size 1 Gb

Оперативная память (ОЗУ): 8 Gb

Разрешение экрана: 1280 x 1024 and better