



пикассо

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к компьютеру пользователя

№ п/п	Параметр	Vatech (PicassoViewer)	
		Ez3D Plus	Ez3D-i
1	Операционная система	Windows 7 и новее 32бит или 64бит	Windows 7 и новее 64бит
2	Оперативная память	4Гб и больше	8Гб и больше
3	Процессор	Intel Pentium G серии 2,60 GHz и лучше	Intel Core i5 и лучше
4	Видеокарта	Интегрированная или дискретная	Только дискретная Nvidia GTX 1050M с 2Гб видеопамяти и лучше
5	Жесткий диск	Не менее 3Гб свободного места на системном диске	Не менее 5Гб свободного места на системном диске
6	Монитор	1280x1024 и выше	1920x1080 и выше

№ п/п	Параметр	Planmeca
		Romexis Viewer
1	Операционная система	Windows 7 и новее 64бит MacOS X Sierra и новее
2	Оперативная память	8Гб и больше
3	Процессор	Intel Core i5 и лучше
4	Видеокарта	Только дискретная Nvidia GTX 1050M с 2Гб видеопамяти и лучше
5	Жесткий диск	Не менее 3Гб свободного места на системном диске
6	Монитор	1920x1080 и выше